

CELON POWER SYSTEM POUR L'ABLATION DES TUMEURS

Informations de commande


CELON Power System

WB992001 CELON Power System Consistant en un générateur CelonLab POWER (WB991029), une pompe péristaltique CelonAquaflow III (WB950059) et un chariot CelonMobile (WB950067)

CELON ProSurge

Applicateur de radiofréquence bipolaire à refroidissement interne pour l'ablation de tumeurs, pour une utilisation individuelle ou multipolaire. Inclus avec chaque applicateur : applicateur, gaine tubulaire, guide de ponction. Diamètre : 1,8 mm (jauge 15), pointe trocart, stérile, usage unique

WB990129	« CelonProSurge 100-T20 »	100 mm / 20 mm
WB990146	« CelonProSurge 100-T30 »	100 mm / 30 mm
WB990147	« CelonProSurge 100-T40 »	100 mm / 40 mm
WB990148	« CelonProSurge 150-T20 »	150 mm / 20 mm
WB990149	« CelonProSurge 150-T30 »	150 mm / 30 mm
WB990150	« CelonProSurge 150-T40 »	150 mm / 40 mm



WB990151	« CelonProSurge 200-T20 »	200 mm / 20 mm
WB990152	« CelonProSurge 200-T30 »	200 mm / 30 mm
WB990153	« CelonProSurge 200-T40 »	200 mm / 40 mm
WB990187	« CelonProSurge 250-T30 »	250 mm / 30 mm
WB990188	« CelonProSurge 250-T40 »	250 mm / 40 mm

CELON ProSurge micro

Applicateur RF bipolaire pour une ablation thermique précise des tissus. Diamètre : 1,3 mm (jauge 18), pointe trocart, stérile, usage unique

WB990072	« CelonProSurge micro 100-T09 »	100 mm / 9 mm
WB990104	« CelonProSurge micro 100-T15 »	100 mm / 15 mm
WB990091	« CelonProSurge micro 150-T09 »	150 mm / 9 mm




WB990105	« CelonProSurge micro 150-T15 »	150 mm / 15 mm
WB990092	« CelonProSurge micro 200-T09 »	200 mm / 9 mm
WB990106	« CelonProSurge micro 200-T15 »	200 mm / 15 mm

CELON ProSurge plus

Applicateur de radiofréquence bipolaire à refroidissement interne pour l'ablation de tumeurs, pour une utilisation individuelle ou multipolaire. Inclus avec chaque applicateur : applicateur, gaine tubulaire, guide de ponction. Diamètre : 3,3 mm, pointe trocart, stérile, usage unique

WB990174	« CelonProSurge plus 150-T30 »	150 mm / 30 mm
-----------------	--------------------------------	----------------



WB990175	« CelonProSurge plus 150-T40 »	150 mm / 40 mm
-----------------	--------------------------------	----------------

CELON ProSurge MR

Applicateur de radiofréquence bipolaire à refroidissement interne et compatible IRM pour l'ablation de tumeurs, pour une utilisation individuelle ou multipolaire. Inclus avec chaque applicateur : applicateur, gaine tubulaire, guide de ponction compatibles IRM. Diamètre : 1,8 mm (jauge 15), pointe trocart, stérile, usage unique

WB990136	« CelonProSurge MR 100-T20 »	100 mm / 20 mm
WB990162	« CelonProSurge MR 100-T30 »	100 mm / 30 mm
WB990163	« CelonProSurge MR 100-T40 »	100 mm / 40 mm
WB990164	« CelonProSurge MR 150-T20 »	150 mm / 20 mm
WB990165	« CelonProSurge MR 150-T30 »	150 mm / 30 mm




WB990166	« CelonProSurge MR 150-T40 »	150 mm / 40 mm
WB990167	« CelonProSurge MR 200-T20 »	200 mm / 20 mm
WB990168	« CelonProSurge MR 200-T30 »	200 mm / 30 mm
WB990169	« CelonProSurge MR 200-T40 »	200 mm / 40 mm

Câble « CelonCable MR »

Câble de rallonge compatible IRM pour les applicateurs CelonProSurge MR.

WB950088	« CelonCable MR »	4 m de long
WB950063	« CelonCable MR »	8 m de long



Adaptateur CelonConnect BU

Grâce aux adaptateurs CELON Connect BU, il est possible de connecter jusqu'à six applicateurs CELON ProSurge au générateur CELON Power. Grâce à CELON Connect BU, il est possible de brancher deux applicateurs par prise.

WB950145	Adaptateur « CelonConnect BU »
-----------------	--------------------------------

